



ポケット型 静脈検出ライト

# ベインライトEMSプロ

## Veinlite EMS PRO<sup>®</sup>



### ■ 救急現場に最適な高輝度LEDライト

オレンジ色のLEDと赤色のLED及び新たに採用した白色LEDは  
検出前の皮膚表面部位周辺の確認、暗がりの環境下で手軽な一般照明として有効です。  
又救急車内や屋外での夜間救急処置に威力を発揮します。



- オレンジ色LED …… 表皮3mm内の浅静脈や皮膚の白い方に有効
- 赤色LED …………… 表皮6mm内の深静脈や皮膚の浅黒い方に有効

オレンジと赤が同時点灯

- 白色LED …… 一般照明用として有効

- LED発光量が一段とパワーアップ
- 明るい優れた検出力
- 発光熱を持たない安心、安全なコールドライト
- 突然のバッテリー切れの心配のないローバッテリーインジケータ






## Side-Transillumination

### サイドトランスイルミネーション（側射透過法）

サイドトランスイルミネーション法により静脈組織内の小域内に光が均等に行き渡り、影をつくることなく直接細かい静脈をはっきり検出できます。

サイドトランスイルミネーション（Side-Transillumination）は米国トランスライト社の特許です。



## パーツ

### 小児用アダプタ




照射領域の絞り込み

### ライトシールド



頭上照射の遮光

### ディスポカバー



交差感染防止

### 携帯用収納ケース



持ち運びに便利



### ■ 用途

- 小児、成人の各種静脈の検出
- 救急現場での静脈検出
- 薬剤注入現場での静脈検出
- 静脈検出前の皮膚表面部位の確認
- 手軽な一般用照明ライト

### ■ 主な仕様

- LED数 24個（オレンジ色LED 12個、赤色LED 4個、白色LED 8個）
- バッテリ 単三アルカリ電池（2本）
- サイズ 115×55×21 mm
- 質量 60g（本体）



医療機器 製造販売届出番号：07B1X00001000016  
米国トランスライト社製

※改良のため仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ホームページ <http://www.kohkenmed.co.jp>

コーケンメディカル

検索

## コーケンメディカル株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5  
PHONE(03)3811-7317 FAX(03)3818-9168  
札幌営業所：〒001-0901 北海道札幌市北区新琴似1条8-21-12  
PHONE(011)763-1611 FAX(011)763-1626  
福島営業所：〒960-8201 福島県福島市岡島字上ノ平1-1-2  
PHONE(024)572-7322 FAX(024)572-7324  
東京営業所：〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5 ポア本郷ビル  
PHONE(03)3811-7317 FAX(03)3818-9168  
名古屋営業所：〒465-0092 愛知県名古屋市中区東区社台1-60 エイコービル  
PHONE(052)772-9370 FAX(052)772-9372  
大阪営業所：〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2-2-10 大第2ビル  
PHONE(06)6942-0106 FAX(06)6942-0104  
広島営業所：〒730-0802 広島県広島市中区本川町2-3-22 ナカシマビル  
PHONE(082)208-5591 FAX(082)208-5592  
愛媛営業所：〒799-1353 愛媛県西条市三津屋南2-5-9 越智ビル  
PHONE(0898)64-5531 FAX(0898)64-5530  
福岡営業所：〒811-3101 福岡県古賀市天神1-25-1 アコングズ古賀  
PHONE(092)410-0916 FAX(092)410-0917  
製造販売：株式会社コーケン 〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5

お問い合わせ